

## EQUIPAMENTO PARA RESGATE E PRIMEIROS SOCORROS

### FT 1.8.2 – ARMÁRIO E CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS



Mod 1 – Caixa de primeiros socorros



Mod 2 – Caixa de primeiros socorros

*(Imagens ilustrativas)*

### ESPECIFICAÇÃO

- Mod. 1- Caixa de primeiros socorros para instalações:
  - Caixa de primeiros socorros, em material rígido com pictograma identificativo.
  - Com dimensões aproximadas de 350x450x150 mm.
  - Deverá ter uma configuração interior que permita a boa arrumação dos materiais.
  - Recomendado para instalações, oficinas e armazéns.
- Mod. 2 - Caixa de primeiros socorros:
  - Caixa de primeiros socorros, em material rígido com pictograma identificativo.
  - Com dimensões aproximadas de 300x200x100 mm.
  - A sua configuração interior deverá permitir a boa arrumação dos materiais.
  - As caixas de primeiros socorros para viaturas.

O conteúdo da caixa de primeiros socorros deve conter a dotação referida na página seguinte.

### FORNECIMENTO

- O Armário e Caixa de primeiros socorros é fornecido com a listagem dos componentes e respetivas validades.



## CONTEÚDO

- O conteúdo do Armário/Caixa de primeiros socorros deve estar listado.
- O Armário/Caixa de primeiros socorros das **Instalações**, deverá estar dotado com os seguintes materiais de primeiros socorros:

Quantidades	Produtos	Indicações	Validade
1	Máscara de reanimação reutilizável	Reanimação – proteção individual	
1	Rolo de fita adesiva (2.5cm)	Fixação de pensos e ligaduras	
10	Compressas cirúrgicas em gaze esterilizada (10*10cm)	Limpeza e proteção	
6	Ligadura de gaze elásticas (5*5cm)	Proteção de feridas	
2	Pensos rápidos (cx 20 unid)	Proteção de pequenas feridas	
4	Embalagem Solução Dérmica iodopovidona (10ml)	Desinfecção e limpeza de feridas	
10	Soro fisiológico (5ml)	Lavagem dos olhos e feridas	
6	Luvas cirúrgicas descartáveis	Proteção individual	
1	Tesoura de pontas redondas	Corte de material	
1	Pinça em plástico	Aplicação/ Remoção de material	
1	Toalhetes anti-sépticos (embalagem)	Limpeza do material de remoção e corte	

- As Caixa de primeiros socorros das **Viaturas das equipas operacionais**, deverão estar dotadas com os seguintes materiais de primeiros socorros:

Quantidades	Produtos	Indicações	Validade
1	Máscara de reanimação reutilizável	Reanimação – proteção individual	
1	Pinça em plástico	Aplicação / Remoção de material	
1	Tesoura de pontas redondas	Corte de material	
1	Bolsa de gelo instantâneo	Prevenção de hematomas ou inchaços.	
3	Luvas cirúrgicas descartáveis	Proteção individual	
1	Lençol de urgência (160*210cm)	Proteção do ambiente externo	
5	Compressas cirúrgicas em gaze esterilizada (10*10cm)	Limpeza e proteção	
5	Compressas cirúrgicas em gaze esterilizada (5*5cm)	Limpeza e proteção	
5	Toalhetes anti-sépticos (embalagem)	Limpeza do material de remoção e corte	
5	Dose de soro fisiológico (5ml)	Lavagem dos olhos e feridas	
1	Embalagem Solução Dérmica Agadine (10ml)	Desinfecção e limpeza de feridas	
3	Ligadura de gaze esterilizada (5*5cm)	Proteção de feridas	
1	Rolo de fita adesiva (2.5cm)	Fixação de pensos e ligaduras	
1	Pensos rápidos (cx 20 unid)	Proteção de pequenas feridas	
1	Gaze Gorda (cx 10x10 cm)	Queimaduras	
1	Esponja anti-hemorrágica (caixa)	Feridas e hemorragias no nariz	



**DPS 38.008-11 – EDP**  
**CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO**

**VERIFICAÇÃO E CONTROLO**

O responsável pelo armário ou mala de primeiros socorros deverá verificar se o respetivo conteúdo se mantém com as dotações indicadas e dentro da validade.

**MANUTENÇÃO**

Não deixar o armário ou mala de primeiros socorros em locais quentes ou diretamente expostos aos raios solares.

